



# PRESTAN



## ULTRA TRAINER

### DEFIBRILLATEUR DE FORMATION PRESTAN

Le Défibrillateur de formation Ultra Trainer PRESTAN est un DAE innovant et économique. Ce défibrillateur possède un système d'électrodes sensibles unique au monde : l'appareil reconnaît immédiatement lorsque les électrodes sont positionnées sur le mannequin, comme un défibrillateur opérationnel. Convivial et robuste, l'Ultra Trainer PRESTAN est entièrement personnalisable (scénarios, métronome, insufflations, langues, mode enfant).

- ✓ Mode entièrement et semi-automatique
- ✓ 5 scénarios programmés
- ✓ Electrodes sensibles (compatibles tous mannequins)
- ✓ Activation/désactivation du métronome (110 cpr-min)
- ✓ Activation/désactivation des insufflations (30/2)
- ✓ Paire d'électrodes unique pour adulte et enfant (100 collés-décollés)
- ✓ Bouton d'activation du mode enfant
- ✓ 2 langues disponibles (Français/Anglais)
- ✓ Léger, compact et robuste
- ✓ Evolutif et conforme ERC 2015
- ✓ **GARANTIE 3 ANS**

Dimensions : 18,5\*14\*5 cm  
Poids : 0,9 kg  
Réf: PP-AEDUT-102



**DefibFrance SARL**  
Importateur exclusif Prestan  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@prestan.fr

**WWW.PRESTAN.FR**



# PRESTAN

## ULTRA TRAINER

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



**TYPE** : Défibrillateur de formation

**MODE** : Mode semi-automatique et mode entièrement automatique

**ELECTRODES SENSITIVES** : Electrodes 2 en 1 adulte et enfant  
Adhésif longue durée (100 collés-décollés)



Le défibrillateur Ultra Trainer reconnaît automatiquement lorsque les électrodes sont positionnées sur le mannequin. Le DAE lance alors directement l'analyse du rythme cardiaque. Ce système d'électrodes sensibles, breveté, fonctionne sur toute marque de mannequin de formation.

**ALIMENTATION** : 3 piles LR14 1,5 V (fournies) avec avertissement sonore lorsque les piles sont faibles

**SCENARIOS** : 5 scénarios disponibles

**TELECOMMANDE** : Le DAE Ultra Trainer PRESTAN fonctionne sans télécommande

**CONFORMITES** : Conforme aux dernières ERC 2015 - Evolutif en cas de nouveaux référentiels

**ETUI DES ELECTRODES** : Etui rigide pour assurer une durée de vie élevée des électrodes

**METRONOME** : Activation/désactivation du métronome (son du métronome non stressant)

**INSUFFLATIONS** : Activation/désactivation des insufflations

**HOUSSE DE TRANSPORT** : Housse renforcée avec ouverture zip et poignée (fournie)

**VOLUME SONORE** : Réglable (faible, moyen, fort)

**LANGUES** : Français et Anglais

**POIDS** : 0.8 kg, avec piles et sacoche

**DIMENSION** : 18,5\*14\*5 cm

**GARANTIE** : 3 ans



**DefibFrance SARL**  
Importateur exclusif Prestan  
63, rue Gambetta  
92150 Suresnes  
Tél : 01 75 61 04 70  
Fax : 01 75 61 04 72  
info@prestan.fr

[WWW.PRESTAN.FR](http://WWW.PRESTAN.FR)